


INCLUIR

BARRIER®

60102 Equipo de Artroscopia de Rodilla con perneras



- **Indicaciones de Uso**

Los paños quirúrgicos, cuando están esterilizados, están indicados para minimizar el riesgo de infección por microorganismos y el control de infección posoperatoria.

- **Referencias y embalaje**

La referencia 60102 contiene los siguientes elementos:

Nº Ref.	Descripción	Uds. Env.
996106	Funda de Mesa Mayo 79x145cm, abs. 65x85cm	1
-	Toallas de secado de campo 18x25cm	4
90190	Cubremesas 150x190cm, abs. 75x190cm	1
946111	Stockinette 22x75cm	1
911500	Cinta Adhesiva 9x49cm	2
70104	Sábana Artroscopia Rodilla 230x320cm, ab.7cm y 5cm elásticas, con zona reforzada absorbente, pasatubos, y bolsa recogida líquidos con espita	1
90190	Cubremesas 150x190cm, abs. 75x190cm	1

Embalaje: Barrera estéril pelable de plástico/plástico , caja dispensadora con 4 uds., caja de transporte 8 uds. y palé 128 uds

- **Látex**

No

- **Ftalatos**

No

- **País de origen**

Tailandia

- **Método de Esterilización**

Radiación

- **Clasificación MDD**

Clase I Estéril

- **Marcado CE**

01966

- **Certificaciones y Normativas**

EN 1041, EN 556-1, EN 13795, EN 62366, EN ISO 9001, EN ISO 13485, EN ISO 10993-1, EN ISO 11607-1, EN ISO 11607-2, EN ISO 15223-1, ISO 15223-2, ISO 14001

- **Instrucciones de almacenamiento**

Mölnlycke Health Care recomienda almacenar los productos BARRIER en condiciones de almacenamiento normales (de 8° a 40°C, 30-70% Humedad). Todas las capas de empaquetado deben mantenerse intactas hasta que se necesite acceder a las capas más profundas. Los productos protegidos sólo por la barrera estéril deberían mantenerse bajo condiciones en las que predomine un valor bajo de contaminación del aire por partículas, de forma que no constituya un riesgo para el paciente cuando se abra el paquete y se utilice el producto.

- **Instrucciones de eliminación de Residuos**

Los productos BARRIER en su mayoría están clasificados como residuos no biopeligrosos.

Al contener grandes cantidades de energía son adecuados para la incineración. No contienen sustancias biopeligrosas que puedan emitir lixiviados de los productos cuando son soterrados. Las cajas para su transporte son reciclables. El nuevo sistema de embalaje de BARRIER cumple con la Directiva sobre Embalaje de Residuos de la Unión Europea.

- **Caducidad**

5 años


- **Impacto Medioambiental**

Desde hace mucho tiempo en Mölnlycke Health Care tenemos el compromiso de hacer que nuestras actividades tengan el menor impacto posible en el medio ambiente, sin comprometer la eficiencia y la fiabilidad de nuestros productos y servicios. Una práctica medioambiental responsable es una prioridad es nuestra producción y en todos nuestros emplazamientos alrededor del mundo.

INCLUIR



60502 Sábana en "U" 200x150cm reforzada, abertura adhesiva 7x65cm



Drisite Plus®,

- **Indicaciones de Uso**

Los paños quirúrgicos, cuando están esterilizados, están indicados para minimizar el riesgo de infección por microorganismos y el control de infección posoperatoria.

- **Referencias y embalaje**

Nº Ref.	Descripción	Uds. Env.	Uds. TRP
60502	Sábana en "U" 200x150cm reforzada, abertura adhesiva 7x65cm <i>Con sistema de canalización de fluidos Drisite Plus®, en 3 zonas diferenciadas: absorción, canalización y recogida de fluidos</i>	10	40

Embalaje: envase individual estéril pelable de plástico/plástico, caja dispensadora con 10 uds., caja de transporte 40 uds. y el palé 640 uds.

- **Látex**

No

- **Ftalatos**

No

- **País de origen**

Bélgica

- **Método de Esterilización**

Radiación

- **Clasificación MDD**

Clase I Estéril

- **Marcado CE**

01966

- **Certificaciones**

EN 1041, EN 556-1, EN 13795, EN 62366, EN ISO 9001, EN ISO 13485, EN ISO 10993-1, EN ISO 11607-1, EN ISO 11607-2, EN ISO 15223-1, ISO 15223-2, ISO 14001

- **Instrucciones de almacenamiento**

Mölnlycke Health Care recomienda almacenar los productos BARRIER en condiciones de almacenamiento normales (de 8° a 40°C, 30-70% Humedad). Todas las capas de empaquetado deben mantenerse intactas hasta que se necesite acceder a las capas más profundas. Los productos protegidos sólo por la barrera estéril deberían mantenerse bajo condiciones en las que predomine un valor bajo de contaminación del aire por partículas, de forma que no constituya un riesgo para el paciente cuando se abra el paquete y se utilice el producto.

- **Instrucciones de eliminación de Residuos**

Los productos BARRIER en su mayoría están clasificados como residuos no biopeligrosos.

Al contener grandes cantidades de energía son adecuados para la incineración. No contienen sustancias biopeligrosas que puedan emitir lixiviados de los productos cuando son soterrados. Las cajas para su transporte son reciclables. El nuevo sistema de embalaje de BARRIER cumple con la Directiva sobre Embalaje de Residuos de la Unión Europea.

- **Caducidad**

5 años

- **Impacto Medioambiental**

Desde hace mucho tiempo en Mölnlycke Health Care tenemos el compromiso de hacer que nuestras actividades tengan el menor impacto posible en el medio ambiente, sin comprometer la eficiencia y la fiabilidad de nuestros productos y servicios. Una práctica medioambiental responsable es una prioridad es nuestra producción y en todos nuestros emplazamientos alrededor del mundo.