

2024/1824

Centro Solicitante: Hospiten Bellevue

PROVEEDOR

Alta material
MEDICAL MIX 10397
COSTE
CAJA
UNIDAD

SAP	DENOMINACION	RFA	PREST	Alta material		CLASIFICACIÓN					
				CAJA	UNIDAD	GRUPO	CLASE	CARACTERISTICAS			
CREAR	ANILLO RETRACTOR DE IRIS	BVI-587000	6	987,54 €	164,59 €	OO	Mat Oftalmología	OO02	Pequeño Instrumental	OO0201	Pequeño Instrumental

PRECIO PUESTO EN LA PUERTA DEL HOSPITAL

SAP	MATERIAL EQUIVALENTE DE USO ACTUAL	RFA	PROVEEDOR	TARIFA PRESTACION
	DENOMINACION			
926272	RETRACTOR DE IRIS DECHABLE	OT8066	BLOSS	26,12 €


A rellenar por el centro, Marcar con una X si el Material Sanitario es NO facturable.						
	ADESLAS	DKV	SANITAS			
Amb.						
Hosp.						


El Centro Hospitalario se responsabilizará que dicho material sea facturado al paciente y/o Entidad Aseguradora Pública o Privada, con especial atención a pacientes de Entidades Aseguradoras las cuales requieran consentimiento y autorización previa antes de su uso o aplicación.

Si el paciente es asegurado de entidades quienes tienen acuerdos con proveedores, previamente la Dirección o Administración del Hospital deberá verificar las marcas y/o proveedores homologados por la Entidad.

En caso que el paciente pertenezca a Entidades Aseguradora Públicas o Privadas con quines tengamos "Tarifa de Prestación Cerrada", antes de dar conformidad la Dirección del hospital deberá analizar el coste del material junto con la tarifa de prestación.

Informe y/o Gestión realizada por: María Isabel Alonso Rodríguez	Verificado / Conforme: Santiago García-Machiñena Díaz
---	--

Fdo.....


Fdo.....

 24/09/2024



Centro Solicitante: Hospiten Bellevue

PROVEEDOR				USO ACTUAL		PROPUESTA INCLUSION				
W. M .BLOSS				MEDICAL MIX 10397		COSTE				
COSTE				CAJA		UNIDAD				
SAP	DENOMINACION	RFA	PREST	CAJA	UNIDAD	DENOMINACION	RFA	PREST	CAJA	UNIDAD
926272	RETRACTOR DE IRIS DECHABLE	OT8066	5	83,00 €	16,60 €	ANILLO RETRACTOR DE IRIS DESECHABLE	BVI-587000	6	987,54 €	164,59 €

En intervenciones normales se utiliza la caja de retractor de uso actual con 5 ganchos o una unidad del nuevo anillo :
Diferencia económica

COSTE		DESVIACION	
MAT. ACTUAL	NUEVO MAT.	€	%
83,00 €	164,59 €	81,59 €	98,30%

Consumo ACTUAL / NUEVA
 2022 -> 105 UN. | 1743 € / 17.281'95
 2023 -> 110 UN | 1826 € / 18.104'90 €



[Handwritten signature]
24/0

MODELO 1. ADMISIÓN DE NUEVOS MATERIALES

PROPUESTA DE NUEVO MATERIAL HOSPITALARIO PARA SU INCLUSIÓN EN LA GUÍA HOSPITALARIA DE HOSPITEN

1. Nombre y referencia material: **I-RING 58700**
2. Nombre comercial: **I-RING PUPIL EXPANDER**
3. Laboratorio: **BVI VISITEC**
4. Presentación:
5. Aplicación:
EXPANSOR PUPILAR
6. Descripción del producto:
7. Reséñese la acción diagnóstica/terapéutica principal y el uso terapéutico del material que justifique su inclusión:
**IFIS
MALA HIDRIASIS**
8. Materiales de uso actual en Hospiten código SAP:
GACUOS PUPILARES
9. Razones clínicas por las cuales este material es superior a los citados anteriormente:
**NO LESIONA EL IRIS
FACIL COLOCACION**
10. ¿Qué materiales considera usted podrían retirarse de la Guía reseñados anteriormente?

NINGUNO

A rellenar por el centro. Marcar con una x si el MATERIAL SANITARIO es NO facturable.

	Adeslas	DKV	Sanitas			
Amb	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Hosp	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>


FECHA:

DR./SERVICIO SOLICITANTE

**GLERDA
ESPIUOSA
BAZZIRI**

Fdo.: Dr.

Director Gerente




Fdo.:

VºBº Director Médico



Fdo.:Dr.


38085720



RE: 2024-1824 EXPANSOR PUPILAR

Desde **Luisa Velasco Sanchez** <luisa.velasco@hospiten.com>


Fecha Mar 24/09/2024 13:01

Para María Isabel Alonso Rodríguez <isabel.alonso@hospiten.com>

CC Miguel Hernández González <miguel.hernandez@hospiten.com>; Carmelo Salas <carmelo.salas@hospiten.com>

ok

Luisa Velasco Sanchez
Directora Gerente Hospiten Bellevue - Tamaragua



🌳 Antes de imprimir este mensaje, asegúrese de que es necesario.

De: María Isabel Alonso Rodríguez <isabel.alonso@hospiten.com>
Enviado el: martes, 24 de septiembre de 2024 11:55
Para: Luisa Velasco Sanchez <luisa.velasco@hospiten.com>
CC: Miguel Hernández González <miguel.hernandez@hospiten.com>; Carmelo Salas <carmelo.salas@hospiten.com>
Asunto: 2024-1824 EXPANSOR PUPILAR

Buenos días,
 Adjunto solicitud por parte de la Dra. Glenda Espinosa para el Alta de material (Anillo retractor de iris) para su consideración y conformidad como responsable económico del Centro.

Centro Solicitante: Hospiten Bellevue				Alta material	
PROVEEDOR				MEDICAL MIX 10397	
				COSTE	
SAP	DENOMINACION	RFA	PREST	CAJA	UNIDAD
CREAR	ANILLO RETRACTOR DE IRIS	BVI-587000	6	987,54 €	164,59 €

P.D. La Dirección del Centro Hospitalario dispondrá de 15 días para poder dar autorización a esta solicitud, de lo contrario esta Central entenderá que esta solicitud NO es de su afirmación. Posteriormente esta Central Corporativa procederá a la cancelación y/o desestimar dicha solicitud.

Ruego su conformidad para proceder a la autorización por parte de la Dirección de Compras.

Muchas Gracias

Un saludo y buen día

Maria Isabel Alonso Rodriguez

Dpto. Gestión y Adjudicación de Compras / Purchasing Department



Pasión y vocación
al servicio del progreso
de la salud



 Antes de imprimir este mensaje, asegúrese de que es necesario.

De: Santiago García-Machiñena Díaz <santiago.garcia@hospiten.com>

Enviado: jueves, 19 de septiembre de 2024 12:38

Para: Maria Isabel Alonso Rodriguez <isabel.alonso@hospiten.com>

Cc: Jose Manuel Jorge Pérez <josemanuel.jorge@hospiten.com>; Gara Fernández Hernández <gara.fernandez@hospiten.com>

Asunto: 2024-1824 EXPANSOR PUPILAR

Hola Isabel,

Te he asignado la Gestión 2024 -1824 de Hospiten Bellevue.


Saludos

Santiago García-Machiñena Díaz

Jefe de Compras en Canarias de Hospiten



Pasión y vocación
al servicio del progreso
de la salud



 Antes de imprimir este mensaje, asegúrese de que es necesario.

De: Miguel Hernández González <miguel.hernandez@hospiten.com>

Enviado: jueves, 19 de septiembre de 2024 12:06

Para: Jose Manuel Jorge Pérez <josemanuel.jorge@hospiten.com>; Gara Fernández Hernández <gara.fernandez@hospiten.com>

Cc: Carmelo Salas <carmelo.salas@hospiten.com>

Asunto: EXPANSOR PUPILAR

Buenos días

Les envié solicitud de un expansor pupilar que solicita la Dra. Espinos (Oftalmóloga)

Quedo pendiente de enviarles la firma del director médico

Saludos

Miguel Hernández González

Dpto de Compras Hospiten Bellevue - Tamaragua

Antes de imprimir este mensaje, asegúrese de que es necesario.

MEDICALMIX

PASIÓN POR LA OFTALMOLOGÍA  BVI

Medical Mix, S.L.U.
CIF: ESB62447727

Número **OF 240102940**
Fecha 23/09/2024
Cliente C338019
A la atención DRA MARÍA ÁNGELES MARTÍNEZ

OFERTA

CLINICAS DEL SUR S.L.U.
RB/DE SANTA CRUZ,115
38001 STA.CRUZ DE TENERIFE
Santa Cruz de Tenerife
Tel.: 922626240 Fax: 922622203

Artículo	Descripción	Present.	Unid.	Precio	Importe	Importe con IVA
BVI-587000	ANILLO I-RING RETRACTOR DE IRIS	C/6	1	987,54	987,54	987,54

Comentarios:

EXENTO DE I.V.A.

TOTAL OFERTA

987,54 EUR

Oferta realizada por: Cathayza Gómez
Validez de la oferta por 30 días.
Condiciones de pago: 90 DIAS
Para pedidos inferiores a 500,00 €, se cargarán portes en la factura.
No se admiten devoluciones transcurridos 60 días de la fecha de entrega.

Características generales:

- El I-Ring está diseñado para expandir de forma segura el iris y aumentar el campo de visión del cirujano.
- El I-Ring ayuda a mejorar el acceso al cristalino a la vez que protege el iris.

Advertencia y precauciones: Consulte la etiqueta y el folleto de la caja.

.....

Información del producto:

Expansor de pupila Visitec® I-Ring®		
N.º de artículo	Descripción	Cantidad por paquete
BVI-587000	Expansor de pupila Visitec® I-Ring®	6
BVI-587001	Expansor de pupila Visitec® I-Ring®	1

Solo para clientes de EE. UU.:

411 Waverley Oaks Road
Waltham, MA 02452,
oficina de EE. UU.:
866.906.8080
Fax: 866.906.4304
www.beaver-visitec.com

Todos los demás clientes:

85c Park Drive
Milton Park
Abingdon, Oxfordshire
OX14 4RY Reino Unido
Oficina: +44 1865 601 256
Fax: +44 1865 595 761
www.beaver-visitec.com



Distribuido por:

MEDICALMIX
PASIÓN POR LA OFTALMOLOGÍA

Sant Cugat, 23 de septiembre de 2024

Muy señores nuestros:

Como continuación a las conversaciones mantenidas con ustedes, y de acuerdo con las especificaciones suministradas, nos es grato presentarles la siguiente oferta esperando que sea de su interés.

Agradeciéndoles la atención que nos dispensan, quedamos a su entera disposición para cuantas consultas y aclaraciones estimen necesarias.

Atentamente,

Cathayza Gómez
Teléfono: 676198097
cgomez@bvimedical.com
Medical Mix, S.L.U.




RE: 2024-1824 EXPANSOR PUPILAR


Desde Fatima Hernandez Lorenzo <FHERNANDEZL@hospiten.com>
Fecha Mar 24/09/2024 10:45
Para Maria Isabel Alonso Rodriguez <isabel.alonso@hospiten.com>

Buenas tardes,

El retractor de iris es para dilatar de forma mecánica la pupila cuando no se puede con fármacos.



El expansor no lo hemos usado, pero es para lo mismo. Es más fácil de colocar y hace menos daño.



I-Ring Pupil Expander | Download Scientific Diagram

[Visitar >](#)

Un saludo.
Fátima Hdez.

Fatima Hernandez Lorenzo
Enfermera



Pasión y vocación
al servicio del progreso
de la salud



Antes de imprimir este mensaje, asegúrese de que es necesario.

De: Maria Isabel Alonso Rodriguez <isabel.alonso@hospiten.com>
Enviado: martes, 24 de septiembre de 2024 10:28
Para: Fatima Hernandez Lorenzo <FHERNANDEZL@hospiten.com>
Asunto: 2024-1824 EXPANSOR PUPILAR

Buenos días Fatima,

Disculpa que le moleste, estoy realizando al alta del Expansor de pupilas.
Necesito que me heches una mano por favor, el material de uso actual es un retractor de iris y el nuevo que me solicitan es un expansor, me podrías indicar un poco como se usa por que por lo poco que entiendo realizan el efecto contrario.


Es solo para saber un poco su funcionamiento y poder explicarlo a mi superior
Gracias

Un saludo y buen día

Maria Isabel Alonso Rodriguez
Dpto. Gestión y Adjudicación de Compras / Purchasing Department



Pasión y vocación
al servicio del progreso
de la salud



Antes de imprimir este mensaje, asegúrese de que es necesario.


De: Miguel Hernández González <miguel.hernandez@hospiten.com>
Enviado: martes, 24 de septiembre de 2024 9:59
Para: Maria Isabel Alonso Rodriguez <isabel.alonso@hospiten.com>
Cc: Carmelo Salas <carmelo.salas@hospiten.com>
Asunto: RV: 2024-1824 EXPANSOR PUPILAR

926272 RETRACTOR DE IRIS DESECHABLES (10289 W.M. BLOSS, S.A.)

Miguel Hernández González
Dpto de Compras Hospiten Bellevue - Tamaragua



Pasión y vocación
al servicio del progreso
de la salud



Antes de imprimir este mensaje, asegúrese de que es necesario.

De: Fatima Hernandez Lorenzo <FHERNANDEZL@hospiten.com>
Enviado: martes, 24 de septiembre de 2024 9:47
Para: Miguel Hernández González <miguel.hernandez@hospiten.com>
Cc: Carmelo Salas <carmelo.salas@hospiten.com>
Asunto: RE: 2024-1824 EXPANSOR PUPILAR

Buenos días,


El gancho de pupilas es un desechable Cod. SAP.:926272.

Un saludo.
Fátima Hdez.

Fatima Hernandez Lorenzo
Enfermera



Pasión y vocación
al servicio del progreso
de la salud




Antes de imprimir este mensaje, asegúrese de que es necesario.

De: Miguel Hernández González <miguel.hernandez@hospiten.com>
Enviado: martes, 24 de septiembre de 2024 9:29
Para: Glenda Espinosa Barberi <glenda.espinosa@hospiten.com>; Fatima Hernandez Lorenzo <FHERNANDEZL@hospiten.com>
Cc: Carmelo Salas <carmelo.salas@hospiten.com>
Asunto: RV: 2024-1824 EXPANSOR PUPILAR

Miguel Hernández González
Dpto de Compras Hospiten Bellevue - Tamaragua



Pasión y vocación
al servicio del progreso
de la salud



Antes de imprimir este mensaje, asegúrese de que es necesario.

De: Maria Isabel Alonso Rodriguez <isabel.alonso@hospiten.com>
Enviado: lunes, 23 de septiembre de 2024 18:48
Para: Miguel Hernández González <miguel.hernandez@hospiten.com>
Asunto: 2024-1824 EXPANSOR PUPILAR

Buenas tardes Miguel,

En la solicitud de alta me ponen que el material de uso actual es un gancho de pupilas, esto que es un instrumenta o un desechable. Por favor, me podrías dar un código sap para realizar el comparativo

Gracias

Un saludo y buen día

Maria Isabel Alonso Rodriguez
Dpto. Gestión y Adjudicación de Compras / Purchasing Department

Antes de imprimir este mensaje, asegúrese de que es necesario.

De: Santiago García-Machiñena Díaz <santiago.garcia@hospiten.com>
Enviado: jueves, 19 de septiembre de 2024 12:38
Para: Maria Isabel Alonso Rodriguez <isabel.alonso@hospiten.com>
Cc: Jose Manuel Jorge Pérez <josemanuel.jorge@hospiten.com>; Gara Fernández Hernández <gara.fernandez@hospiten.com>
Asunto: 2024-1824 EXPANSOR PUPILAR


Hola Isabel,

Te he asignado la Gestión 2024 -1824 de Hospiten Bellevue.

Saludos

Santiago García-Machiñena Díaz
Jefe de Compras en Canarias de Hospiten

Pasión y vocación
al servicio del progreso
de la salud



Antes de imprimir este mensaje, asegúrese de que es necesario.

De: Miguel Hernández González <miguel.hernandez@hospiten.com>

Enviado: jueves, 19 de septiembre de 2024 12:06

Para: Jose Manuel Jorge Pérez <josemanuel.jorge@hospiten.com>; Gara Fernández Hernández <gara.fernandez@hospiten.com>

Cc: Carmelo Salas <carmelo.salas@hospiten.com>

Asunto: EXPANSOR PUPILAR

Buenos días

Les envié solicitud de un expansor pupilar que solicita la Dra. Espinos (Oftalmóloga)

Quedo pendiente de enviarles la firma del director médico

Saludos

Miguel Hernández González

Dpto de Compras Hospiten Bellevue - Tamaragua

Antes de imprimir este mensaje, asegúrese de que es necesario.

Expansor de pupila Visitec® I-Ring®

Producto estéril de un solo uso



HOJA DE DATOS

<p>Clase de producto:</p> <p>Clase I FDA 510(k), exento Clase IIa MDD, estéril, de un solo uso De conformidad con la Directiva 93/42/CEE relativa a los productos sanitarios</p>	<p>Vida útil:</p> <ul style="list-style-type: none"> Tres (3) años a partir de la fecha de fabricación.
<p>Fabricante:</p> <p>Beaver-Visitec International, Inc. Waltham, MA, EE. UU.</p>	<p>Uso previsto:</p> <ul style="list-style-type: none"> Indicado para la expansión del iris a fin de aumentar el campo de visión del cirujano, mejorar el acceso al cristalino y proteger el iris.
<p>Información de certificación:</p> <p>Certificado CE ISO 13485:2003</p>	<p>Composición del producto:</p> <ul style="list-style-type: none"> I-Ring: Copolímero de poliuretano Herramienta insertadora: Parte superior e inferior del mango: ABS (acrilonitrilo butadieno estireno) Botón de la herramienta insertadora: Copolímero acetal: Polioximetileno Base y cubierta del nido del insertador: Policarbonato Tubo e impulsor de la herramienta insertadora: Acero inoxidable Sin: Látex/PVC/ftalatos/componentes de origen animal
<p>Para el producto estéril:</p> <ul style="list-style-type: none"> Óxido de etileno Sterigenics 	<p>Material de embalaje para I-Ring y para el insertador:</p> <ul style="list-style-type: none"> Blíster: Bandeja PETG/tapa de Tyvek recubierta Transportista: SBS de baja densidad recubierto

MEDICALMIX

PASIÓN POR LA OFTALMOLOGÍA

bvi Beaver Visitec
Keeping Your Vision in Sight



BVI

I-Ring® Pupil Expander: Atraumatic Solution for Intraoperative Small Pupil

Atraumatic Options

Ring Material

- Polyurethane — soft and resilient material is gentle on intraocular tissue

Channel

- Fixed channel height does not compress and pinch iris during insertion or removal

Enhanced Patient Comfort and Ease of Use

- Designed to remain planar in anterior chamber protecting corneal endothelium
- Completely (360°) engages iris and eliminates distinct stress points

Ease of Use

Straightforward

- Single handed insertion, engagement and removal
- Minimal preparation for insertion by surgical team

Intuitive

- Easy iris engagement and disengagement requiring only Sinskey hook
- Green color provides excellent contrast and visibility

Fast


- Design and material facilitate fast insertion and removal
- Minimal learning curve




Usage Guide

1: Introduce the I-Ring into the Anterior Chamber

1
Introduce the inserter through the primary incision after injecting viscoelastic into the anterior chamber. Position the tip centrally over the lens and introduce the I-Ring.



2
Completely retract the prongs (A) before removing the inserter (B) from the primary incision.




2: Engage the I-Ring to the Iris



1
Use a Sinskey Hook to secure the distal channel to the iris.



2
Next secure the proximal channel to the iris.



3
Continue to secure the two lateral channels to the iris.



Product Specifications


- Suitable for insertion through a 2.4 mm incision
- 6.3 mm field of view (6.7 mm OD)
- I-Ring height – .7 mm
- Polyurethane

Visitec® I-Ring	Description	SKU #	Qty
	I-Ring Pupil Expander, 1/Ea, Sterile single use	587001	1
	I-Ring Pupil Expander, 6/Pk, Sterile single use	587000	6
	Sinskey Hook (plastic handle), Angled 45 degrees, 10 mm From tip, Hook .85 mm tip to bend distance, Overall length 130 mm	581442	10

3: Remove the I-Ring from the Eye

1

Use a Sinsky Hook to disengage the distal channel and place it onto anterior iris.



2

Next disengage the proximal channel and place it onto anterior iris. Proceed to disengage the two lateral channels.



3

With the inserter in the anterior chamber, extend the prongs over the I-Ring before positioning the cannula platform under the hinge.



4

Capture the hinge between the prongs of the inserter.




5

Completely draw the I-Ring into the inserter before withdrawing from the primary incision.

Advanced Removal Techniques


One Step Technique

- 1 With the ring fully engaged, introduce the inserter into the anterior chamber and grasp the distal hinge ensuring you do not grasp any iris tissue.
- 2 Once the hinge is grasped between the prongs, fully retract the ring into the cannula.



Two Step Technique

- 1 Disengage the proximal channel from the iris using the cannula platform of the inserter.
- 2 Grasp the proximal hinge between the prongs of the inserter and fully retract the ring into the cannula.





"The I-Ring advances the standards for safety, consistency and reliability of small pupil expansion."

— **Kenneth R. Kenyon, MD**
Tufts and Harvard Medical Schools,
BVI Consulting Medical Director



"I like working with the I-Ring. It dilates the pupil gently, does not break the sphincter muscle, and is stable during the phacoemulsification."

— **Prof. Dr. Med. Walter Sekundo**
Chairman of the Department of
Ophthalmology, Philipps University
of Marburg, Germany



"The I-Ring eases pupillary woes with good folding — unfolding; engaging — disengaging of the iris in small pupil and IFIS cases."

— **Amar Agarwal, MS, FRCS, FRCOphth**
Managing Director of Dr. Agarwal's
Eye Hospital and Eye Research
Centre, India



"I particularly like the I-Ring because I find it does not distort the pupil or tear the sphincter."

— **Eric Donnenfeld, MD, FFAO**
Ophthalmic Consultants of Long Island, NY



"As a cataract and retina surgeon, I have found the I-Ring pupil expander to be a remarkably versatile tool for improving visualization in a wide variety of challenging surgical situations. The I-Ring is easily deployed and removed and consistently produces round, intact postoperative pupil margins."

— **Harvey Uy, MD**
University of the Philippines, Manila, Philippines



"I like the I-Ring mainly because it is very easy to use. Insertion and removal of the device is very simple, intuitive and can be even done single handed. This is especially advantageous in difficult cases where the second hand can be used to stabilize the eye."

— **Prof. Dr. Med. Ramin Khoramnia, F.E.B.O.**
Associate Professor, Heidelberg University Hospital, Germany



"The I-Ring is more than a pupil stretching device. With its unique design, the I-Ring creates a large, round pupil while at the same time stabilizing the entire iris and virtually eliminating floppy-iris issues. It is easy to insert, easy to remove, and is a wonderful addition to my surgical armamentarium."

— **Michael G. Richie, MD**
Richie Eye Clinic, Faribault, MN

FOR COMPLETE PRODUCT INFORMATION, PLEASE REFER TO THE SPECIFIC BVI IFU (INSTRUCTIONS FOR USE)

US Tel: 866-906-8080 Fax: 866-906-4304

BVI, BVI Logo and all other trademarks are property of BVI © 2019



BVI
bvimedical.com
1511861-05



Fwd: Expansor Pupilar I-RING 58700

Desde Cathayza Gómez <CGomez@bvimedical.com>

Fecha Lun 23/09/2024 10:29

Para Maria Isabel Alonso Rodriguez <isabel.alonso@hospiten.com>

 6 archivos adjuntos (2 MB)

Oferta I-ring.pdf; bvi-587000-i-ring-retractor-iris.pdf; af_hospiten_vp_pos_rgb_240ebe0a-468b-46c1-9d71-180238a1cb3c.png; sellocalidad_d050f512-5c59-4047-b0e1-701a690b9a34.jpg; 240612_hospiten_firmamail_banner_v2_e9f71ed6-6357-42f9-9994-ccf15dd4898c.jpg; antes_de_imprimir_16e83737-9306-473f-b70e-b0ea95fea4e7.jpg;

AVISO: Este correo es externo a la organización. No acceda a enlaces o descargue adjuntos salvo que conozca al remitente y sepa que el contenido es seguro.

Buenos días,

Adjunto documentación solicitada,

Si requieren más información,

No duden en decirme.

Gracias.

Un saludo.

Cathayza Gómez
Delegada de Ventas
MEDICAL MIX-BVI
Móvil: 676.198.097 / 608.317.887
Tel.: [93.589.36.37](tel:93.589.36.37) Fax.: [93.589.28.29](tel:93.589.28.29)
cgomez@bvimedical.com

De: Maria Isabel Alonso Rodriguez <isabel.alonso@hospiten.com>

Fecha: 19 de septiembre de 2024, 14:05:35 CEST

Para: Eva Herrera <EHerrera@bvimedical.com>, Rosario López <RLopez@bvimedical.com>

Asunto: Expansor Pupilar I-RING 58700

No suele recibir correos electrónicos de isabel.alonso@hospiten.com. [Por qué esto es importante](#)

Buenas tardes,

El centro de Hospiten Bellevue, nos está solicitando el expansor pupilar I-RING 58700. Por favor, si tuvieran esta material le pido por favor la siguiente documentación:

Presupuesto en formato oficial con vigencia 31/12/2024

Ficha técnica del material

Certificado de Calidad

Certificado de registro sanitario

Certificado de declaración de conformidad

Quedo a la espera de sus noticias

Gracias

Un saludo y buena tarde

María Isabel Alonso Rodríguez

Dpto. Gestión y Adjudicación de Compras / Purchasing Department

Avenida Marítima, 3

38003 Santa Cruz de Tenerife

Islas Canarias Spain

hospiten.com

Antes de imprimir este mensaje, asegúrese de que es necesario.

Este correo y cualquier archivo enviado con él son confidenciales y exclusivamente para el uso de la persona a quien va dirigida. Si usted ha recibido este mensaje por error, le rogamos nos lo comuniqué y proceda a su destrucción. Todas las opiniones que se presentan son exclusivamente de su autor y no representan necesariamente las de Hospiten Gestión A.I.E. La publicación no autorizada, uso, difusión, transmisión, impresión o copia de este mensaje de correo electrónico y sus archivos adjuntos está estrictamente prohibida. En cumplimiento de la normativa de protección de datos, le informamos que los datos relativos al destinatario del presente correo son tratados por parte de Hospiten Gestión A.I.E. con fines de contacto profesional basado en el interés legítimo para el mantenimiento de la relación entre remitente y destinatario. Los datos se conservarán mientras se mantenga dicha relación y no se solicite su supresión y, en su caso, durante los plazos legales de aplicación). Los interesados podrán ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad y la limitación u oposición dirigiéndose

Optalmed

Retractor de Iris Ref. OT8066



Descripción

- Gancho de sección circular realizado en fibra de polipropileno azul flexible y resistente.
- Bordes del gancho bien redondeados para evitar el daño del iris durante su uso.
- Ajuste mediante un anillo de silicona.
- Producto de un solo uso.

Indicaciones de Uso

- Retracción mecánica del iris en distintos procedimientos quirúrgicos, en concreto en cirugía de catarata.
- Especialmente indicado en pacientes con IFIS (Síndrome de Flacidez de Iris Intraoperatorio).
- Permite un ajuste controlado y suave debido a la alta flexibilidad del material

Presentación

- Blíster de 5 unidades
- Colocados individualmente en vertical para una fácil manipulación.

