

ALTA DE COD SAP STERITALC F4 VIAL 50 ML 4 G , PARA HOSPITEN RAMBLA

SAP	DESCRIPCIÓN	ref	PRES.	PVL	DESC	NETO CAJA	NETO/U	PVP/C	PVP /U	GRUPO	CLASE	CARACTERÍSTICA
ALTA	STERITALC F4 VIAL 50 ML 4 G	16913	4	154,00 €	0,00%	154,00 €	38,50 €			MC	MC06	MC0601

\*\*AÑADIR % DE MATERIAL SANITARIO

P.A.

LABORATORIO

El centro hospitalario se responsabilizará que dicho material sea facturado al paciente y/o entidad Aseguradora Pública o Privada, con especial atención a pacientes de entidades aseguradoras, las cuales requerirán consentimiento y autorización previa antes de su uso o aplicación.

En caso que el paciente pertenezca a Entidades Aseguradoras Públicas o Privadas con quienes tengamos "Tarifa de Prestación Cerrada" antes de dar conformidad la Dirección del Hospital deberá analizar el coste del material junto con la tarifa de prestación.

OBSERVACIONES:

ALTA DE COD SAP STERITALC F4 VIAL 50 ML 4 G , PARA HOSPITEN RAMBLA

↓ COMPRA PUNUAL POR TRATAMIENTO "SUELO" (REUMATÓIDEX)  
 ⇒ BUENAS UNA VEZ REALIZADA LA COMRA.  
 PARA FUTURAS COMPRAS PODRÁ CAMBIAR SU MITADAD  
 SEGÚN CONDICIONES CONTRACTUALES Y COMPRA

Fdo. José Ignacio Juanes Méndez  
 Jefe de Compras  
 Grupo Hospital  
 Purchasing Manager  
 Hospital Group  
 18/05/21

**MODELO 4. SOLICITUD PARA EL TRATAMIENTO DE UN PACIENTE DE UN  
MEDICAMENTO NO INCLUIDO EN LA GUÍA FARMACOTERAPEÚTICA DE  
HOSPITEN**

Datos del Paciente: *Ojeda Barroso Hdez* Ficha identificativa

Diagnóstico principal: *Derrame pleural bilateral reidivante (2mes.)  
de origen cardiogénico.*

Medicamento solicitado: *STERITALC® F4 (vial 50 ml) 4g de talco  
para aplicación con solución salina estéril.  
entel (SLURRY) por tubo de drenaje  
pleural.*

Duración estimada del Tratamiento (en días): *1 día.*

Indicación terapéutica para la que se solicita: *Derrame pleural reidivante  
sintomático*

Alternativas disponibles, farmacoterapéuticas o de otra índole: *Neumotorax*  
*Actualmente disponible en el hospital Steritalc 3g para aplicación  
como polvo seco por toroscopia (POUDRAGE)*

Fecha de la solicitud: *13 Mayo 2021*

Firma y número de colegiado

*Magdalena Alonso Plasencia*  
MÉDICO ESPECIALISTA EN NEUMOLOGÍA  
Colegiado Nº 38/2860415

DR.  
Servicio

NOTA: Al tratarse de un medicamento no incluido en la Guía Farmacoterapéutica de HOSPITEN, debe tener presente que su disponibilidad puede demorarse más de lo previsto para otros medicamentos.

*Dr. Tomás Páez Portillo*  
Colegiado 29/28/50193  
MALAGA  
Colegio Oficial de Médicos

*DIRECCION MEDICA*  
*14/05/2021*  
www.hospiten.com



Proveedor	Nombre Prov.	Doc. compr.	Fecha doc.	Alm.	Material	Texto breve de material	Mat. prov.	Cantidad	Precio Unidad	Valor neto	Mon.
11371	SUMINISTROS HOSPITALARIOS SA	4500474895	10.05.2016	39QU	823907	STERITALC FRASCO 2 GRAMOS	1690.3	24,000	14,410	345,84	EUR
11371	SUMINISTROS HOSPITALARIOS SA	4500528701	24.08.2017	24FA	827196	STERITALC PF3 3G C/4 ENVASES	16863	4,000	35,880	143,52	EUR
11371	SUMINISTROS HOSPITALARIOS SA	4500539747	30.11.2017	39QU	823907	STERITALC FRASCO 2 GRAMOS	1690.3	48,000	14,410	691,68	EUR
10202	MEDICAL CANARIAS, S.A.	4500582933	03.12.2018	4REA	822316	STERITALC PF 3 G	16863	2,000	32,600	65,20	EUR
10202	MEDICAL CANARIAS, S.A.	4500593323	05.12.2018	4REA	822316	STERITALC PF 3 G	16863	2,000	32,600	65,20	EUR
11371	SUMINISTROS HOSPITALARIOS SA	4500606613	11.06.2019	39AD	823907	STERITALC FRASCO 2 GRAMOS	1690.3	24,000	14,410	345,84	EUR
*								104,000		1.657,28	

- Contorno X/AUTR => 4 UNDS  
 - EL LABORATORIO SUMINISTRAS HOSPITALARIOS EXIGE PEDIDOS DE 24 UNDS. (CADA 2021)  
 - Se autoriza compra Puntel <1 proveedor MEDICA CANARIAS con un coste de 38€ PER 4 unidades de 4gr.

Fdo. José Ignacio Juanes Herrero  
 Jefe de Compras  
 Grupo Hospiten  
 Purchasing Manager  
 Hospiten Group  
 18/05/21.

11371

Doc. compr. Cl.	Soc. Proveedor	Nombre I	OrgC	GP	Fecha doc.	InPest/Val	CPag	OrgC	GP	Fecha doc.	InPest/Val	CPag	Soc. Co.	Alm. Desc. compr.
Pos. Material	Fecha doc.	Nombre I	OrgC	GP	Fecha doc.	InPest/Val	CPag	OrgC	GP	Fecha doc.	InPest/Val	CPag	Soc. Co.	Alm. Desc. compr.
4600000005	WK	H005	10202	MEDICAL CANARIAS, S.A.	15.02.2002	15.02.2002	31.12.9999	2P12	10202	EUR	32,60	HG	H005	MEDICAL CANARIAS, S.A.
3110	922316	STERITRAC PF 3 G	16863						2	UN	65,20	EUR		
									1	CA				

**OFERTA N° 32463**

**HOSPITEN RAMBLA  
RAMBLA DE SANTA CRUZ, 115**

Fecha 18/05/2021

A la atención de

**38001 SANTA CRUZ DE TENERIFE**

Departamento

**SANTA CRUZ DE TENERIFE**

S/Ref.

**CIF ESB38031241**

Código SH	Descripción	Unidades Caja	€/Unidad Sin IVA	%IVA
62082	STERITALC F4 FRASCO 4GR REF.16913 Talco estéril de partículas grandes e irregulares para uso en la cavidad pleural. Para su uso como suspensión mezclado con solución fisiológica (se puede añadir Xylocaina). Para aplicación pleurodesis mediante toracoscopio/trocar. Envase unitario estéril. Pedido mínimo de 24 unidades.	24	29,0900	0



**Condiciones**

Pedido mínimo 150 €

Validez 90 días

Plazo de entrega 48-72 Horas



**LUIS DE ANDRES**  
Director de Marketing y Ventas

De: Damián Pérez <[dp@medicalcanarias.com](mailto:dp@medicalcanarias.com)>

Enviado: martes, 11 de mayo de 2021 11:18

Para: María del Cristo Hernández Gómez <[mcristo.hernandez@hospiten.com](mailto:mcristo.hernandez@hospiten.com)>

Cc: [medical-tf@medicalcanarias.com](mailto:medical-tf@medicalcanarias.com) <[medical-tf@medicalcanarias.com](mailto:medical-tf@medicalcanarias.com)>

Asunto: RE: steritalc ref 16863

**AVISO: Este correo es externo a la organización. No acceda a enlaces o descargue adjuntos salvo que conozca al remitente y sepa que el contenido es seguro.**

Buenos días ,

El proveedor nos ha comentado que el pedido mínimo de Steritalc F4 tiene que ser de 24 viales

Dado que esta referencia no la solemos comercializar hemos solicitado que de forma excepcional nos vendieran una caja de 4 viales .

Te paso precio para esta caja pero tenemos que tener en cuenta que si se precisaran más unidades tendríamos que solicitar 24 viales.

**STERITALC F4 Frasco de 4 g**

**Ref. 16913**

Presentación : cajas de 4 viales

Importe unitario: 38,50 €

Importe caja: 154,00 €

Ya nos dices,

Muchas gracias,

Un saludo,

**Damián Pérez**

**Movil: 686 949702**

**E-mail: [dp@medicalcanarias.com](mailto:dp@medicalcanarias.com)**

MEDICAL CANARIAS S.A.

TELF: +34 922 544853

FAX : +34 922 544953

## Steritalc® F4 (vial 50 ml)

Steritalc® es un talco de partículas grandes e irregulares para uso en la cavidad pleural. No es soluble e induce a la pleurodesis permanente. En comparación con las tetraciclinas, el talco es más eficaz y menos doloroso.

Steritalc® está calibrado específicamente a un tamaño medio de partícula de 25 µ para evitar la diseminación sistémica.

Se trata de un producto libre de endotoxinas y se presenta en un formato estéril.



### Identificación del distribuidor y fabricante

<b>Distribuidor</b>	SUMINISTROS HOSPITALARIOS, S.A.
<b>N.I.F.</b>	A08876310
<b>Punto operacional / EDI</b>	8426134000006
<b>Fabricante</b>	NOVATECH S.A.
<b>Garantía</b>	Certificate CE0297
<b>Clase</b>	CLASS IIB

### Especificaciones del producto

<b>Referencia del fabricante</b>	1691.3
<b>Referencia del distribuidor</b>	62082
<b>Marca comercial</b>	STERITALC
<b>Códigos EAN: 13 / 14</b>	8426134620822 / 18426134620829

### Especificaciones técnicas

#### Indicaciones

Adecuado para realizar todo tipo de pleurodesis. Como regla general la cantidad de talco a utilizar para efusiones malignas de pleura varía entre 3 y 5 gramos y para el tratamiento de neumotórax espontáneo se recomienda no sobrepasar los 2 gramos. Se puede utilizar en suspensión mezclado con una solución fisiológica (se puede añadir xylocaina), o bien se puede aplicar mediante toracoscopia o trócar.

#### Contenido

1 Vial (50 ml) con 4 gramos de talco de Luzenac.

#### Composición

Luzenac Talc

#### Alérgenos

**LATEX**

#### Instrucciones de uso

Consulte las instrucciones de uso correspondientes al producto.

### Presentación del producto y envasado

#### Envasado

4 Units per Box

### Esterilización

#### Método de esterilización

**STERILE R**

### Conservación

#### Método de conservación





## PRODUCTOS

### SISTEMA Novatech™

#### TALCO STERITALC®

DESCARGAR CATÁLOGO

¡MÁS INFORMACIÓN!



Talco de partículas grandes calibradas, estéril, procesado para el uso médico en la cavidad pleural; en indicaciones de pleurodesis es más efectivo y menos doloroso que otras alternativas (p.ej. tetraciclinas). Único en el mundo con sus características.

#### Propiedades de STERITALC®

- Estéril
- Libre de asbestos
- Libre de endotoxinas
- Tamaño calibrado de partículas grandes

#### ¿Cuándo se aplica STERITALC®? - Indicaciones de pleurodesis


- Derrame pleural de origen maligno
- Numotórax



Microsoft Edge

#### PRESENTACIÓN DE STERITALC®

REFERENCIA	PRODUCTO Y CARACTERÍSTICAS
16913	STERITALC® F4 Frasco de vidrio, 4g de talco estéril
16833	STERITALC® Spray con cánula, 3g de talco estéril
16863	STERITALC® PF3 Frasco de vidrio con polvo, 3g talco estéril
16983	STERITALC® PF3 Suplemento Frasco de vidrio, 3g talco estéril, accesorio para STERITALC® 16863



**Novatech**  
new biotechnology for life

a bess group company



**FR**  
MEDICAL

[www.frmedical.com.mx](http://www.frmedical.com.mx)

Productos originales  
de alta calidad para  
neumología intervencionista.

Definido como *gold standard*.  
Nuevos desarrollos combinan visibilidad de  
rayos X y control endoscópico.

Stents Traqueobronquiales de Silicona  
**NOVATECH® GSS™** y **DUMON®**  
Talco grado médico para Pleurodesis



# Stents Traqueobronquiales de Silicona NOVATECH® GSS™ y DUMON®


## Indicado para:

- Tumores traqueobronquiales.
- Estenosis traqueales cicatriciales.
- Estenosis después de una anastomosis quirúrgica, una resección o un trasplante de pulmón.
- Reducción del diámetro a causa de patologías intraluminales, extraluminales e intramurales.
- Fístulas.
- Malacia.

## Características:

- Stent traqueobronquial de silicona.
- Transparente.
- Radiopaco: oro y sulfato de bario.
- Superficie lisa no adherente.
- Extremos biselados.
- Fabricado sin látex de caucho natural.

Selección	Zona de aplicación
BD	BRONQUIOS
TD / TF	TRÁQUEA
Y	CARINA CON PARTICIPACIÓN DE AMBOS BRONQUIOS.
BB	USO PEDIÁTRICO
ST	TRÁQUEA



NOVATECH® GSS™ y DUMON®

## TONN™ /NOVATECH APLICADOR DE STENT

La colocación de stent se realiza mediante un broncoscopio rígido junto con el TONN™ / NOVATECH Aplicador de Stent. El aplicador de stent se diferencia por colores (AZUL, ROJO, VERDE y BLANCO) dependiendo del diámetro y longitud, permitiendo la inserción de stents de silicona de cualquier medida fabricada por Novatech.


Además, se facilita la inserción del stent-Y, la posición de la rama principal se puede determinar antes de la inserción, minimizando el riesgo de pérdida de posición y daño del stent.

## Instrumental de apoyo

\* DUTAU-NOVATECH®  
Broncoscopio rígido



\* Set de colocación de stent  
TONN™/NOVATECH



Protector dental

Protege los dientes contra la presión excesiva del instrumento



\*El instrumental se prestará para realizar la colocación de stents.

**Novatech**  
new biotechnology for life

**Aplicaciones:**  
Traqueobronqueales

**Material:**  
Silicona

### GSS™ TD/TF - STENT ENDOTRQUEAL

Zona de aplicación: Tráquea

Los stents endotraqueales GSS™ están disponibles con dos grosores de pared.  
Los stents GSS™ TD tienen un grosor de pared de 1,5 mm.  
Los stents GSS™ TF tienen un espesor de pared de 1.0 mm.

### GSS™ Y - STENT BIFURCACION

Zona de aplicación: Carina con participación de ambos bronquios.

Los stents Y de GSS™ tienen 3 hileras de protuberancia en forma de botones para evitar el trauma de la pared traqueo esofágica. Las ramas están en ángulo según la anatomía.

### GSS™ BD - STENT BRONQUIAL

Zona de aplicación: Bronquios

Los stents GSS™ BD se han desarrollado para las indicaciones bronquiales. El diseño del stent corresponde a diámetros de bronquios más pequeños y asegura una ventilación óptima del paciente. Espesor de pared: 1.0 mm.

### DUMON® BB- STENT PEDIATRICO

Zona de aplicación: Uso pediátrico

La relación entre el diámetro interior y el exterior ofrece un excelente compromiso entre el espesor de pared reducido y la resistencia a la compresión. Tiene un espesor de pared de 0.5 mm y esta disponible en longitud de 50 mm.

### GSS™ ST - STENT RELOJ DE ARENA

Zona de aplicación: Tráquea

Fácil de colocar después de la resección o dilatación con láser, este stent está diseñado para evitar el riesgo de migración inherente a la reducción de la compresión. Los diámetros de los extremos distal y proximal corresponden al tamaño de la tráquea sana. La parte central es más estrecha, reduciendo el riesgo de traumatismos de la parte estenótica de la tráquea mientras se mantiene un lumen suficiente para el flujo de aire y así se reduce el riesgo de reestenosis.

## STERITALC®

Talco de partículas grandes calibradas, estéril, procesado para el uso médico en la cavidad pleural; en indicaciones de pleurodesis es más efectivo y menos doloroso que otras alternativas (p.ej. tetraciclinas). Único en el mundo con sus características.

INSTRUCTIVO DE USO




Referencia  
16913



Referencia  
16863  
16983



Referencia  
16833



#### Propiedades de STERITALC®:

- Estéril
- Libre de asbestos
- Libre de endotoxinas
- Tamaño calibrado de partículas grandes
- Mineral de silicato de magnesio hidratado

#### Indicaciones de pleurodesis

- Neumotórax espontáneo
- Neumotórax crónico
- Exudado maligno o benigno
- Metástasis de carcinoma pleural
- Empiema pleural

Referencia	Descripción
16913	STERITALC® F4 Frasco de vidrio, 4g de talco estéril
16833	STERITALC® Spray con cánula, 3g de talco estéril
16863	STERITALC® PF3 Frasco de vidrio con polvo, 3g talco estéril
16983	STERITALC® PF3 Suplemento Frasco de vidrio, 3g talco estéril, accesorio para STERITALC® 16863

STENT: BD / TD / TF / BB										
Longitud (mm)	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110
OD Diámetro (mm)										
5										
6										
7				BB						
8				BB						
9										
10		BD	BD	BD	BD					
11	TD	BD / TD	BD / TD	BD / TD	BD / TD	TD	TD			
12	TD	TD / TF	BD / TD / TF	BD / TD / TF	BD / TF	TD / TF	TD / TF			
13		TD / TF	TD / TF	TD / TF	TD / TF	TD / TF	TD			
14		TD / TF	TD / TF	TD / TF	TD / TF	TD / TF	TD			
15		TD / TF	TD / TF	TD / TF	TF	TD / TF	TD / TF	TD / TF	TD / TF	TD / TF
16		TD	TD / TF	TD / TF	TD / TF	TD / TF	TD / TF	TD / TF	TD / TF	TD / TF
18			TD / TF	TD / TF	TD / TF	TD / TF	TD / TF	TD / TF	TD / TF	TD / TF
20			TD / TF	TD / TF	TD / TF	TD	TD / TF	TF	TF	TF



STENT: ST						
OD Diámetro			Longitud			Espesor de la pared
1	2	3	L1	L2	L3	
12	10	12	15	20	15	1.5
14	12	14	15	20	15	
14	12	14	7,5	20	7,5	
15	13	15	15	20	15	
16	14	16	15	20	15	
16	14	16	7,5	20	7,5	
18	16	18	15	20	15	
18	16	18	7,5	20	7,5	

STENT: Y							Dimensiones (mm)		
OD Diámetro			Longitud			Espesor de la pared			
1	2	3	L1	L2	L3				
14	10	10	110	50	50	1.0			
			40	30	30	1.0			
15	12	12	110	50	50	1.0			
			40	30	30	1.0			
			50	30	30	1.0			
16	13	13	110	50	50	1.0			
			40	30	30	1.0			
18	14	14	110	50	50	1.0			

### FR MEDICAL, S.A. de C.V.

Circuito Juristas 19, Lote 1 Manzana 90,  
Cd. Satélite, Naucalpan de Juárez  
C.P. 53100, Estado de México  
Tels.: (55) 5374 1105 / (55) 5374 1133  
ventasamex@frmedical.com.mx

### Sucursal Culiacán

Mariano Escobedo 855 Lote.1,  
Col. Centro C.P. 80000  
Cullacán, Sinaloa  
Nex.: 667 335 2416  
ventassin@frmedical.com.mx

### Sucursal Morelia

Periférico Paseo de la República No. 1414,  
Col. La Loma, C.P. 58290  
Morelia, Michoacán  
Nex. 443 356 5815  
ventasamich@frmedical.com.mx

### Sucursal Mérida

Calle 32 No. 261 Piso 4 403,  
Col. San Ramón, C.P. 97117  
Mérida, Yucatán  
Nex. 999 349 0849  
ventasamid@frmedical.com.mx

### Sucursal Puebla

Calle 41 poniente 717, C. P. 72420  
Col. Gabriel Pastor 1ra. Sección,  
Puebla, Puebla  
Tel.: (22) 2644 2680  
Nex. (22) 2692 4040  
ventasapue@frmedical.com.mx

### Sucursal Monterrey

Av. Puerta del Sol No. 821,  
Col. Colinas de San Jerónimo, C.P. 64630  
Monterrey, Nuevo León  
Tel.: (81) 1937 4020  
Nex. 81 1678 5455  
ventasmty@frmedical.com.mx

### Sucursal Guadalajara

Juan Ignacio Matute No. 305 oficina 4,  
Col. Arcos Vallarta, C.P. 44690,  
Guadalajara, Jalisco  
Tel.: (33) 36160742  
Nex. (33) 17284570  
ventasgdl@frmedical.com.mx

### Sucursal Toluca

Emilio Trejo 103, 2do. Piso,  
Col. Altamirano, C.P. 50130  
Toluca, Estado de México  
Tels.: (722) 280 8416 / (722) 268 7977  
Nex. 722 768 6555 / 55 2584 6066  
ventastol@frmedical.com.mx

**URGENCIAS AL NEXTEL: (55) 2584 • 6066 / (55) 4999 • 3822**



**Importador y Distribuidor exclusivo en México**

**www.frmedical.com.mx**



## STERITALC®

Talco de tamaño de partícula controlado para uso en la cavidad pleural

STERITALC® consiste en talco que se extrae en Francia y se procesa específicamente para uso médico (pleurodesis de talco).

STERITALC® es adecuado para todas las indicaciones de pleurodesis. No es soluble e induce una pleurodesis permanente. En comparación con las tetraciclinas, el talco es más eficaz y menos doloroso.

Como regla general, para las indicaciones malignas se usan de 3 a 5 g, para el tratamiento del neumotórax espontáneo 2 g son suficientes en la mayoría de los casos.

Un efecto secundario crítico de la pleurodesis con talco puede ser el SDRA (síndrome de dificultad respiratoria aguda). Una posible causa de SDRA puede ser la diseminación sistémica de talco. En algunos casos, después de la aplicación en la cavidad pleural, también se encontró talco en otros órganos (riñones, bazo, hígado). La literatura asume que existe una relación entre el tamaño de las partículas de talco y la diseminación sistémica del talco: las partículas de talco más pequeñas parecen diseminarse más que las más grandes<sup>1)</sup>. El cuadro clínico también muestra el efecto de diferentes tamaños de partículas: el talco con un tamaño medio de partícula por debajo de 15 µm indujo reacciones de inflamación sistémica y pulmonar más fuertes que el talco con un tamaño medio de partícula de 25 µm.

STERITALC®, producido por Novatech, se calibra específicamente a un tamaño medio de partícula de 25 micras a fin de evitar la diseminación sistémica. Animal<sup>3)</sup> y estudios clínicos<sup>2)</sup> muestran la menor diseminación sistémica.

Un estudio multicéntrico demostró que STERITALC® con su tamaño de partícula calibrado se puede utilizar de forma segura para la pleurodesis de derrames pleurales malignos. Ninguno de más de 550 pacientes desarrolló SDRA<sup>4)</sup>. Los autores recomiendan no utilizar ningún otro talco.

Otra causa de SDRA puede ser una sepsis debida a talco no esterilizado o talco que contiene endotoxinas<sup>5)</sup>. Esto, también, puede ser excluido cuando STERITALC® se utiliza, porque STERITALC® está libre de endotoxinas y es estéril.

<sup>1)</sup> Ferrer,	CHEST	2002; 122:	1018-1027
<sup>2)</sup> Maskell,	Am. J. Respir. Crit. Care	Med. 2004; 170:	377-382
<sup>3)</sup> Fraticelli,	CHEST	2002; 122:	1737-1741
<sup>4)</sup> Janssen,	Lancet	2007; 369:	1535-1539
<sup>5)</sup> Antony, Eur. Respir. J. 2001; 18: 402-419			

STERITALC® Vial F2, F4

erosol STERITALC®

STERITALC® PF3