




694110 Equipo de Cesárea



- **Indicaciones de Uso**

Los paños quirúrgicos, cuando están esterilizados, están indicados para minimizar el riesgo de infección por microorganismos y el control de infección posoperatoria.

- **Referencias y embalaje**

La referencia 694110 contiene los siguientes elementos:

Nº Ref.	Descripción	Uds. Env.
-	Toallitas de secado de campo 18x25cm	4
911500	Cinta Adhesiva 9x49cm	1
910433	Manta para bebé 90x120cm	1
969674	Sábana para Cesárea 175/250x300cm, incisión 38x32cm	1
90190	Cubremeras 150x190cm, abs. 75x190cm	1

Embalaje: cada caja dispensadora contiene 5 uds. y la caja de transporte 10 uds.

- País de origen
Tailandia
- Método de Esterilización
Radiación
- Clasificación MDD
Clase I Estéril
- Marcado CE
01966
- Certificaciones
EN 13795 Alto rendimiento
EN 13795
ISO 10993
ISO 14001
- Normativas
EN 1041
CEE 93/42
ISO 15223
- Instrucciones de almacenamiento
Mölnlycke Health Care recomienda almacenar los productos BARRIER en condiciones de almacenamiento normales (de 8° a 40°C, 30-70% Humedad). Todas las capas de empaquetado deben mantenerse intactas hasta que se necesite acceder a las capas más profundas. Los productos protegidos sólo por la barrera estéril deberían mantenerse bajo condiciones en las que predomine un valor bajo de contaminación del aire por partículas, de forma que no constituya un riesgo para el paciente cuando se abra el paquete y se utilice el producto.
- Instrucciones de eliminación de Residuos
Los productos BARRIER en su mayoría están clasificados como residuos no biopeligrosos. Al contener grandes cantidades de energía son adecuados para la incineración. No contienen sustancias biopeligrosas que puedan emitir lixiviados de los productos cuando son soterrados. Las cajas para su transporte son reciclables. El nuevo sistema de embalaje de BARRIER cumple con la Directiva sobre Embalaje de Residuos de la Unión Europea.
- Caducidad
5 años
- Impacto Medioambiental
Desde hace mucho tiempo en Mölnlycke Health Care tenemos el compromiso de hacer que nuestras actividades tengan el menor impacto posible en el medio ambiente, sin comprometer la eficiencia y la fiabilidad de nuestros productos y servicios. Una práctica medioambiental responsable es una prioridad es nuestra producción y en todos nuestros emplazamientos alrededor del mundo.