

2025-0509

Centro Solicitante: HOSPITEN CANARIAS

PROVEEDOR

SAP	DENOMINACION	DENOMINACION NUEVA	RFA	NUEVA RFA		PREST	NUEVA PRES	PROPIUESTA INCLUSION	
				CAJA	COSTE			UNIDAD	90,00 €
951186	BOLSA MIXTA 210X350	BOLSA MIXTA 210X320	90BOP22030	S2T210X320	600	1000			

VIGENCIA TARIFA 31/12/2025
COMERCIANTE MINORISTA

A rellenar por el centro, Marcar con una X si el Material Sanitario es NO facturable.			
	ADESLAS	DKV	SANITAS
Amb.			
Hosp.			

El Centro Hospitalario se responsabilizará que dicho material sea facturado al paciente y/o Entidad Aseguradora Pública o Privada, con especial atención a pacientes de Entidades Aseguradoras las cuales requieran consentimiento y autorización previa antes de su uso o aplicación.
Si el paciente es asegurado de entidades quienes tienen acuerdos con proveedores, previamente la Dirección o Administración del Hospital deberá verificar las marcas y/o proveedores homologados por la Entidad.
En caso que el paciente pertenezca a Entidades Aseguradora Públicas o Privadas con quienes tengamos "Tarifa de Prestación Cerrada", antes de dar conformidad la Dirección del hospital deberá analizar el coste del material junto con la tarifa de prestación.

Informe y/o Gestión realizada por:
Gara Fernandez Hernandez

Fdo. 


17/03/2025

PROVEEDOR		USO ACTUAL				PROPUESTA INCLUSION						
SAP	DENOMINACION	RFA	PREST	CONS 2024	MEDICAL CANARIA COSTE CAJA	MEDICAL CANARIA GASTO ANUAL	DENOMINACION	RFA	PREST	MEDICAL CANARIA COSTE CAJA	MEDICAL CANARIA GASTO ANUAL	
951186	BOLSA MIXTA 210X350	90BOP22030	600	13200	54	0,09 €	1.188,00 €	S2T210X320	1000	90,00 €	0,09 €	1.188,00 €

- € 0,00%

[Handwritten signature]
 27/03/2025

Gara Fernández Hernández

De: Jose Manuel Jorge Pérez
Enviado el: viernes, 14 de marzo de 2025 12:23
Para: Santiago García-Machiñena Díaz
CC: Gara Fernández Hernández
Asunto: RV: INCIDENCIA COD 951186 VARIOS PEDIDOS

Buenos días,
Santi, por favor, para asignar la persona que consideres oportuno y lleve a cabo esta GESTIÓN.

Registro Número 2025/0509.


Gracias.

Saludos Cordiales
Responsable Fungibles y Prótesis.

Jose Manuel Jorge Pérez
Dpto. Gestión y Adjudicación de Compras / Purchasing Department



Construyendo un ecosistema
de bienestar alrededor de
las personas



Antes de imprimir este mensaje, asegúrese de que es necesario.

De: Compras Rambla <comprasrambla@hospiten.com>
Enviado: viernes, 14 de marzo de 2025 11:10
Para: Gara Fernández Hernández <gara.fernandez@hospiten.com>; Jose Manuel Jorge Pérez <josemanuel.jorge@hospiten.com>
Asunto: RV: INCIDENCIA COD 951186 VARIOS PEDIDOS


Buenos días.
Reenvío correo del proveedor Medical Canarias.

Un saludo, DA.

Compras Rambla



Construyendo un ecosistema
de bienestar alrededor de
las personas



⚠ Antes de imprimir este mensaje, asegúrese de que es necesario.

De: Teresa Martín Pérez <teresa.martin@hospiten.com>

Enviado: viernes, 14 de marzo de 2025 9:33

Para: Compras Rambla <comprasrambla@hospiten.com>

Asunto: RV: INCIDENCIA COD 951186 VARIOS PEDIDOS

Buenos días

Por favor, enviar a gestión. Para solucionar la incidencia. Ya he anulado los pedidos que me indican en el correo.


Muchas gracias y saludos

Teresa Martín Pérez

Hospiten Rambla



Construyendo un ecosistema
de bienestar alrededor de
las personas



⚠ Antes de imprimir este mensaje, asegúrese de que es necesario.

De: pedidos-tf@medicalcanarias.com <pedidos-tf@medicalcanarias.com>

Enviado: jueves, 13 de marzo de 2025 14:20

Para: Susana Aguilar Castellano <saguilar@hospiten.com>; Teresa Martín Pérez <teresa.martin@hospiten.com>;

Eider Vargas Roque <eider.vargas@hospiten.com>

Asunto: INCIDENCIA COD 951186 VARIOS PEDIDOS

AVISO: Este correo es externo a la organización. No acceda a enlaces o descargue adjuntos salvo que conozca al remitente y sepa que el contenido es seguro.

Buenas tardes,

Tenemos varios pedidos pendientes con el código **951186 Ref. 90BOP22030** (presentación cajas **600 unidades**), que está descatalogado y pasa a la ref. **S2T210X320** con presentación cajas de **1.000 unidades**. En ambos casos el precio unitario es de **0,09€/unidad**, pero al cambiar la presentación, cambia el precio de la **caja a 90€** las 1.000 unidades (antes era 54€ las 600 unidades). Los pedidos pendientes son: 4500849373 1 caja, 4500845019 2 cajas y del pedido **4500850903** (ya se sirvió la caja con la nueva referencia con el albarán TF25020666). Rogamos anular las cajas pendientes de los dos primeros pedidos (4500849373 y 4500845019). Y cambiar la presentación y ref. del pedido 4500850903, para no tener problemas con la factura. Y que tengan en cuenta esta información para futuros pedidos.

Un saludo,

Natalia Saavedra



MEDICAL CANARIAS S.A.
DELEGACIÓN TENERIFE

Tfno. 922544853

Fax. 922544953

E-mail: pedidos-ff@medicalcanarias.com



CONFIDENCIALIDAD: Este mensaje y cualquier dato adjunto es para uso exclusivo del destinatario y puede contener información privilegiada y confidencial. Si el receptor de este mensaje no es el destinatario previsto o un representante autorizado del destinatario previsto, queda informado por este medio que cualquier difusión, distribución, utilización o comunicación pública, de todo o parte de esta comunicación está estrictamente prohibida. Si usted ha recibido este mensaje por error, por favor notifiquenoslo inmediatamente por correo electrónico, y proceda al borrado del mensaje y cualquier archivo adjunto de su sistema de correo electrónico de manera definitiva.

PROTECCIÓN DE DATOS: MEDICAL CANARIAS S.A. le informa que el tratamiento de los datos personales de contacto se realiza con la finalidad de gestión, desarrollo, seguimiento y cumplimiento de las relaciones existentes con MEDICAL CANARIAS S.A, envío de información general y comercial, gestión de agenda de contactos profesionales, siendo conservadas las mismas mientras exista un interés general mutuo para ello. La base que legitima el tratamiento es la existencia de una relación precontractual o contractual vigente con MEDICAL CANARIAS S.A o, en su caso, el consentimiento. Sus datos no se cederán a terceros, salvo obligación legal o para alcanzar el fin antes expuesto. Podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, así como otros derechos desarrollados por la normativa de protección de datos ante MEDICAL CANARIAS S.A en la dirección: C/ Olof Palme nº31 bajo 35010 Las Palmas de Gran Canaria (Las Palmas) o en medical-tp@medicalcanarias.com. Si considera que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente, podrá presentar una reclamación ante la autoridad de control en www.agpd.es.



BOP[®] TI



STEAM
Sterilization



EO
Sterilization



FORM
Sterilization

The new triple indicator superior peel pouch solution, for the

- Best Of Peel
- Best Of Protection
- Best Of Processability



BOP® TI Triple Indicator Peel Pouches and Tubing



The BOP® TI sterilization peel pouch solutions offer superior quality and efficiency while ensuring optimal peel ability for a safe aseptic opening.

Made of a lightweight 60 gsm superior quality medical paper that reduces the paper waste while allowing strength, resistance and clean peel, and a distinctive transparent lilac-colored resistant film, BOP® TI offers 3 sterilization indicators to optimize the ease of packaging choice in the CSSD whatever the sterilization process (Steam, Ethylene Oxide, Formaldehyde).

60g superior medical quality paper

- Superior resistance during steam sterilization process
- Lightweight for 15% less paper waste compared to standard 70g papers

SEAL SECURITY

Controlled 3-zone ribbed seal


- Optimized peel-ability to secure aseptic opening for patient safety
- Cut-of-ready easy to read printing to prevent contact and transfer
- 3 clearly readable and externally validated color indicator for Steam, EO and Formaldehyde processes

MEDICAL PAPER

Lilac strong transparent film

- PET/PP laminate tested for high puncture, tear, and break resistance before and after sterilization
- Consistent and repeatable sealability
- Optimal match to 60g paper for safe and clean peel open
- Distinctive lilac color for an easy pick within CSSD operations

TRANSPARENT FILM



BOP® TI Best Of Process, 3 indicators

The BOP® TI pouches and reels offer 3 Class 1 chemical indicators – Steam, Ethylene Oxide, and Formaldehyde – to allow a maximal processability whatever your sterilization process.

The higher porosity of the 60gsm paper ensures optimal sterilization efficiency: BOP® TI is an easy choice for the operators who only have one option to fit all processes.

Indicators and text are printed on paper in the "no touch" area embedded within the 3-zone ribbed seal guaranteeing no contact between the content and the printing.

Indicators compliant to ISO 11140-1, tested according to DIN EN 646 method and validated by an external laboratory.

1. 25% higher Bursting porosity compared to VIEWPACK® - Data © ILS.

BOP® TI Best Of Protection

Optimized mechanical resistance during the sterilization process, when the packaging is under the bigger stress. During steam sterilization, moisture and pressure are at the highest, and BOP® TI, with its superior quality 60gsm paper offers higher wet tensile strength and higher wet burst than standard 68-70gsm pouches².

The dense and matted structure of cellulose fibres of BOP® TI creates a tortuous path to micro-organisms and ensures the sterility barrier. A natural aging study in real conditions conducted in partnership with a French Teaching Hospital demonstrated sterility maintenance for over 12 months after sterilization with the BOP® packaging range.

2. According to ISO 37151, as compared to Viewpack® pouches - Data on file.

BOP® TI Best Of Peel

The great cohesiveness of the cellulose fibres structure from the superior 60gsm medical paper used for BOP® TI pouches and reels and the strong PET/PP lilac film combination allows an optimal peel. BOP® TI pouches undergo advanced quality control stages including peel-ability tests and seal strength measurement in order to ensure both uncompromised patient safety and safe peel-ability without tearing or delamination for aseptic condition at opening. Fully compliant with : EN 668-5, ISO 11607-1&2 and ISO 11140-1.

To comply with ISO 11607-2, the use of a validated heat sealer is highly recommended¹.

Indicative recommended sealing parameters:	ROTARY HEAT SEALERS	IMPULSE HEAT SEALERS
	Temperature (cellulose)	170 - 185°C
Pressure	90 - 120 N/mm ²	90 - 120 N/mm ²
Speed	10 m/min	-
Sealing contact time	-	1 - 2 s

1. Consult heat sealer manufacturer's instructions for use for proper set up.

BOP® TI Range and sizes

BOP® TI sterilization packaging is available as flat pouches and reels, and as gusseted pouches and reels.

BOP® TI flat pouches

Item code	Dimensions in mm	Qty/box
S2T050X250	050 x 250	2000
S2T075X150	075 x 150	2400
S2T075X200	075 x 200	1600
S2T075X250	075 x 250	3600
S2T075X270	075 x 270	3600
S2T075X300	075 x 300	1200
S2T075X400	075 x 400	1200
S2T075X580	075 x 580	1000
S2T100X200	100 x 200	2000
S2T100X250	100 x 250	1800
S2T100X270	100 x 270	1800
S2T100X300	100 x 300	1200
S2T100X420	100 x 420	1200
S2T120X250	120 x 250	1600
S2T120X350	120 x 350	2000
S2T120X400	120 x 400	1200
S2T120X500	120 x 500	1200
S2T120X520	120 x 520	1500
S2T120X550	120 x 550	1000
S2T150X200	150 x 200	1200
S2T150X270	150 x 270	1000
S2T150X320	150 x 320	1000
S2T150X350	150 x 350	1500
S2T150X400	150 x 400	1000
S2T160X220	160 x 220	1200
S2T160X600	160 x 600	800
S2T210X280	210 x 280	1000
S2T210X320	210 x 320	1000
S2T210X360	210 x 360	1000
S2T210X400	210 x 400	600
S2T210X420	210 x 420	600
S2T210X450	210 x 450	600
S2T210X500	210 x 600	500
S2T210X750	210 x 750	500
S2T250X360	250 x 360	1000
S2T250X380	250 x 380	1000
S2T250X420	250 x 420	600
S2T250X500	250 x 500	500
S2T270X350	270 x 350	500
S2T270X450	270 x 450	500
S2T270X750	270 x 750	500
S2T300X360	300 x 360	500
S2T300X420	300 x 420	500
S2T300X500	300 x 500	500
S2T320X450	320 x 450	600
S2T320X500	320 x 500	500
S2T320X550	320 x 550	400
S2T320X600	320 x 600	400
S2T380X500	380 x 500	400
S2T380X600	380 x 600	400
S2T420X600	420 x 600	500

BOP® TI flat reels

Item code	Dimensions	Qty/box
G2T050X200	50mm x 200m	10
G2T075X200	75mm x 200m	8
G2T100X200	100mm x 200m	6
G2T120X200	120mm x 200m	4
G2T150X200	150mm x 200m	4
G2T210X200	210mm x 200m	4
G2T250X200	250mm x 200m	2
G2T270X200	270mm x 200m	2
G2T300X200	300mm x 200m	2
G2T320X200	320mm x 200m	2
G2T380X200	380mm x 200m	2
G2T400X200	400mm x 200m	2
G2T420X200	420mm x 200m	2

BOP® TI gusseted pouches

Item code	Dimensions in mm	Qty/box
S2F100X300	100 x 40 x 300	1000
S2F150X380	150 x 50 x 380	500
S2F150X400	150 x 50 x 400	500
S2F160X360	160 x 45 x 360	1000
S2F200X400	200 x 50 x 400	500
S2F200X480	200 x 50 x 480	500
S2F250X480	250 x 60 x 480	500
S2F300X550	300 x 60 x 550	500
S2F320X500	320 x 60 x 500	500
S2F420X600	420 x 90 x 600	300

BOP® TI gusseted reels

Item code	Dimensions (100m length)	Qty/box
G2F075X100	75mm x 30mm	8
G2F100X100	100mm x 40mm	8
G2F150X100	150mm x 50mm	4
G2F200X100	200mm x 50mm	4
G2F250X100	250mm x 60mm	2
G2F300X100	300mm x 60mm	2
G2F380X100	380mm x 80mm	2
G2F400X100	400mm x 80mm	2
G2F420X100	420mm x 90mm	2

Photographs courtesy of: © STERIMED



SPS MEDICAL

5 rue de Montigny • Z.I. • 77120 Coulommiers • FRANCE

T +33 (0)1 64 75 60 00 • contact.sps@spsmedical.fr

www.spsmedical.fr

A MEMBER OF THE  **STERIMED GROUP**

STERIMED GROUP. Complete solutions for:



MEDICAL DEVICE
MANUFACTURERS



CONVERTERS



PATIENT CARE FACILITIES

www.sterimed.fr

JUNE 2023

Gara Fernández Hernández

De: Gara Fernández Hernández
Enviado el: lunes, 17 de marzo de 2025 17:45
Para: Lorenzo Galán
CC: Jose Manuel Jorge Pérez; Compras Rambla; Miguel Hernández González; Carmelo Salas; Angel Martín; Daniel Manso; Emma Duarte; Steffan Romay Robertsson
Asunto: RV: INCIDENCIA COD 951186 VARIOS PEDIDOS
Datos adjuntos: CAMBIO DE REFERENCIA Y PRESENTACION 951186.xlsx

Hola buenos días

En el día de hoy se ha dado autorización para el cambio del siguiente material en nuestros sistema

Centro Solicitante: HOSPITEN CANARIAS						
PROVEEDOR						
SAP	DENOMINACION	DENOMINACION NUEVA	RFA	NUEVA RFA	PREST	NUE PRI
951186	BOLSA MIXTA 210X350	BOLSA MIXTA 210X320	90BOP22030	S2T210X320	600	100
VIGENCIA TARIFA 31/12/2025						
COMERCIANTE MINORISTA						

Pongo en copia a los centros por si tuvieran que modificar pedidos , o realizar nuevos pedidos tengan en cuenta la nueva referencia y presentación del mismo , el coste unitario no cambia

Saludos

De: Jose Manuel Jorge Pérez <josemanuel.jorge@hospiten.com>
Enviado el: viernes, 14 de marzo de 2025 12:23
Para: Santiago García-Machifena Díaz <santiago.garcia@hospiten.com>
CC: Gara Fernández Hernández <gara.fernandez@hospiten.com>
Asunto: RV: INCIDENCIA COD 951186 VARIOS PEDIDOS

Buenos días,
Santi, por favor, para asignar la persona que consideres oportuno y lleve a cabo esta GESTIÓN.

Registro Número 2025/0509.

Gracias.

Saludos Cordiales

Responsable Fungibles y Prótesis.