

Accesorios y Consumibles para ATMOS S 351 Natal

ATMOS S 351 Natal

- Consumibles
- Equipo básico

REF

Accesorios para ATMOS S 351 Natal

 Filtro bacteriano desechable, no autoclavable, para ATMOS Record 55, ATMOS S 351. Cambio: 1 x por paciente	443.0738.0
 Tubo de extracción (verde) Ø 6,5 mm, precio por metro	006.0010.0
 Tubo de extracción (verde), Ø 6,5 mm, L = 1,5 m	404.0146.0
 Tubo de aspiración silicona, Ø 10 mm, L = 2 m, (136°C) Cambio: después de 20 autoclaves	000.0243.0
 Tubo de aspiración silicona, Ø 6 mm, L = 1,30 m, (136°C)	000.0013.0
 Empalme, finger tip esterilizado, no autoclavable, precio unitario. Cambio: 1 x por paciente, con el mismo paciente: después de 2 o 3 días	000.0347.0
 Empalme, finger tip esterilizado, no autoclavable, precio para 100 Uds. Cambio: 1 x por paciente, con el mismo paciente: después de 2 o 3 días	000.0347.1
 Reductor de tubo (a Ø 6 mm) para boquilla doble, autoclavable	444.0013.1
 Colector de tejidos , 300 ml desechable, no autoclavable. Cambio: 1 x por paciente	340.0061.0
 Colector de tejidos , desechable, no autoclavable, 50 ml, para análisis con curetaje de abortos. Cambio: 1 x por paciente	401.0555.0
 ATMOS S 351 Natal	444.0490.0



ATMOS S 351 Natal equipo básico

Estas imágenes contienen funciones opcionales



Datos técnicos ATMOS S 351 Natal

Rendimiento de la bomba:	36 ± 2 l/min
Vacío máx. a nivel del mar:	-90 kPa (-900 mbar / -675 mmHg)
Consumo:	máx. 135 W
Voltaje:	230 V~ 50 Hz; voltaje especial : 115 V~ 50/60 Hz
Funcionamiento:	Operación continua
Nivel acústico:	43,9 dB (A) @ 1m (Según ISO 7779)
Dimensiones (Al x An x F):	300 x 330 x 200 mm, sin carro; 840 x 490 x 520 mm, con carro
Peso:	10,2 kg; sin depósito ni carro
Clasificaciones:	Clase Prot. I; Grado de prot. Tipo B; Categoría de prot.: IPRX0; Clase: IIb. (Según apéndice IX 93/42/EEC)

Las especificaciones técnicas son válidas en el momento de la impresión, y están sujetas a cambios.

