

CAMBIO REFERENCIAS BRAUN MEDICAL

| Material | Texto breve | RFA | NUEVA | PREST UMP | | BRAUN MEDICAL | |
|----------|------------------------------------|----------|------------|-----------|----|---------------|------------|
| | | | RFA | | | Prc.neto | Prc.net.Al |
| 823516 | AGUJA ATRAUMAT.P/BLOQUEO PLEXO 0.7 | 4894146U | 4892505-01 | 25 | CA | 475,00 € | 19,00 € |
| 823515 | AGUJA ATRAUMAT.P/BLOQUEO PLEXO 0.7 | 4894154U | 4892508-01 | 25 | CA | 475,00 € | 19,00 € |
| 929223 | AGUJA BLOQ.STIMUPLEX D NDH 0.6X40M | 4894120N | 4892505-01 | 25 | CA | 322,00 € | 12,88 € |
| 929224 | AGUJA BLOQ.STIMUPLEX D NDH 0.7X120 | 4894162N | 4892510-01 | 25 | CA | 342,00 € | 13,68 € |

El Centro Hospitalario se responsabilizará que dicho material sea facturado al paciente y/o Entidad Aseguradora Pública o Privada, con especial atención a pacientes de Entidades Aseguradoras las cuales requieran consentimiento y autorización previa antes de su uso o aplicación.

Si el paciente es asegurado de entidades quienes tienen acuerdos con proveedores, previamente la Dirección o Administración del Hospital deberá verificar las marcas y/o proveedores homologados por la Entidad. En caso que el paciente pertenezca a Entidades Aseguradora Públicas o Privadas con quienes tengamos Tarifa de Prestación Cerrada, antes de dar conformidad la Dirección del hospital deberá analizar el coste del material junto con la tarifa de prestación.

Gestión Realizada por
Victor Rodríguez

R.O.
/o-Loe



Fdo.....

- Cambio referencia, mismo precio y condiciones.
- No requiere propuesta por parte de B. BRAUN con el detalle de las nuevas Referencia.
- Se requiere aceptación por parte de Hospiten SUE.
- La Dirección de Compras se encuentra para dar pago en la fecha que se detalla en el presente documento.

Víctor Rodríguez González

De: yolanda.de_miguel@bbraun.com
Enviado el: miércoles, 07 de octubre de 2015 15:25
Para: Víctor Rodríguez González
Asunto: nuevas agujas plexo
Datos adjuntos: ATT6K63F.pdf; ATT5J2HO.pdf; ATT8BE1Y.pdf

B tardes Victor

Como te comenté esta mañana, te adjunto las fichas técnicas de nuestros productos stimuplex d y d plus, así como las de las nuevas stimuplex ultra, producto que por calidad sustituye a los anteriores.

Te pongo también los códigos que consumías nuestros, junto a su equivalente en la nueva aguja. LAS NUEVAS SON STIMUPLEX ULTRA Te recuerdo a pesar del notable incremento de calidad no hay modificación en el precio.

| PRODUCTO ANTIGUO | EQUIVALENCIA NUEVO CÓDIGO | Hospital |
|------------------|------------------------------|--------------------------------|
| 4894162N | 4892510-01 | bELLEVIEU, AMÉRICAS |
| 4894154U | 4892508-01 | BELLEVIEU, AMÉRICAS, RAMBLA |
| 4894120N | 4892505-01 | AMÉRICAS |
| 4894154N | 4892508-01 | RAMBLA |
| 4894146U | 4892505-01 | RAMBLA |
| | | |

Cualquier duda me comentas

Un saludo

Yolanda de Miguel
Delegada de Ventas
B.Braun Medical, S.A.
Anestesia y Nutrición Clínica
División Critical Care
Hospital Care
Tel.: 628 94 20 08

The information contained in this communication is confidential, may be attorney-client privileged, may constitute inside information, and is intended only for the use of the addressee. It is the property of the company of the sender of this e-mail. Unauthorized use, disclosure, or copying of this communication or any part thereof is strictly prohibited and may be unlawful. If you have received this communication in error, please notify us immediately by return e-mail and destroy this communication and all copies thereof, including all attachments.

AGUJAS STIMUPLEX® D PLUS

Agujas específicamente diseñadas para la localización y bloqueo anestésico de plexos mediante neuroestimulación y ultrasonografía con las mismas prestaciones que de las agujas Stimuplex® D y mayor ecogenicidad.

- Completamente aisladas con teflón excepto la punta de la aguja para conseguir la máxima aproximación al nervio con la mínima neuroestimulación y la máxima precisión en su localización.
- Contiene un electrodo en la punta de la aguja que concentra toda la corriente del estímulo en la misma, permitiendo la mínima distancia entre la aguja y el nervio. Esta característica proporciona la identificación de fibras sensitivas puras de forma eficaz.
- El diseño ergonómico del pabellón de las agujas Stimuplex® D Plus transmite una excelente sensibilidad táctil durante la realización del bloqueo y actúa como guía segura durante la punción.
- También contemplan en su diseño marcas de profundidad, que proporcionan al anestesiólogo un feed-back visual directo en la profundidad de inserción.
- Su mayor ecogenicidad viene dada por:
 - Diseño exclusivo con un patrón de marcas, realizadas mediante tecnología láser, ubicadas debajo del recubrimiento aislante en los últimos 20 mm de la parte distal de la aguja.
 - Su ubicación no afecta ni a las características de neuroestimulación, ni a la ergonomía, ni a la sensibilidad táctil, ni a las características de deslizamiento.
 - Estas marcas generan una serie de artefactos que se visualizan hiperecoicamente en la pantalla.
 - Paralelamente, mejora la visibilidad de la parte distal y proximal del bisel mediante dos puntos brillantes.
- Las agujas Stimuplex® D Plus se presentan en diferentes medidas según el bloqueo a realizar y con dos tipos de biseles., uno de 15° y uno de 30° según las preferencias personales de punción y características de deslizamiento.

Método de esterilización: EO

Caducidad: 5 años

Envase unitario estéril

Unidad de venta: c/25

Producto exento de látex


Presentaciones:

Aguja Stimuplex® D Plus 0,5x35 mm 15° G-25
Aguja Stimuplex® D Plus 0,7x50 mm 15° G-22
Aguja Stimuplex® D Plus 0,7x80 mm 15° G-22
Aguja Stimuplex® D Plus 0,7x120 mm 15° G-22

Código BBM 4894103U
Código BBM 4894146U
Código BBM 4894154U
Código BBM 4894162U

Aguja Stimuplex® D Plus 0,7x50 mm 30° G-22

Código BBM 4894197U



AGUJAS STIMUPLEX® D

Agujas para la localización y bloqueo anestésico de plexos y nervios periféricos mediante neuroestimulación con las siguientes características:

- Completamente aisladas con teflón excepto la punta de la aguja para conseguir la máxima aproximación al nervio con la mínima neuroestimulación y la máxima precisión en su localización.
- Contiene un electrodo en la punta de la aguja que concentra toda la corriente del estímulo en la misma, permitiendo la mínima distancia entre la aguja y el nervio. Esta característica proporciona la identificación de fibras sensitivas puras de forma eficaz.
- Las agujas Stimuplex® D se presentan con dos tipos de biselados, uno de 15° y uno de 30° según las preferencias personales de punción y características de deslizamiento. La sensibilidad que proporciona el bisel de 30° se refleja claramente mediante un "click" al atravesar la vaina aponeurótica.
- El diseño (verde y translúcido) del pabellón de las agujas Stimuplex D ofrece una mayor ergonomía y transmite una excelente sensibilidad táctil durante la realización del bloqueo.
- También contemplan en su diseño marcas de profundidad, que proporcionan al anestesiólogo un feed-back visual directo en la profundidad de inserción.
- El diseño ergonómico de la aguja actúa como una guía segura durante la punción.
- Dispone de una línea de infusión de 50 cm asociada a la aguja para la administración del anestésico local correspondiente.

Método de esterilización: EO

Caducidad: 5 años

Envase unitario estéril

Unidad de venta: c/25

Producto exento de látex

Presentaciones:

| | |
|--|----------------------|
| Aguja Stimuplex® D NDH 0,5X35 mm 15° G-25 | Código BBM: 4894103N |
| Aguja Stimuplex® D NDH 0,5X55 mm 15° G-25 | Código BBM: 4894111N |
| Aguja Stimuplex® D NDH 0,6X40 mm 15° G-23 | Código BBM: 4894120N |
| Aguja Stimuplex® D NDH 0,6X70 mm 15° G-23 | Código BBM: 4894138N |
| Aguja Stimuplex® D NDH 0,7X50 mm 15° G-22 | Código BBM: 4894146N |
| Aguja Stimuplex® D NDH 0,7X80 mm 15° G-22 | Código BBM: 4894154N |
| Aguja Stimuplex® D NDH 0,7X120 mm 15° G-22 | Código BBM: 4894162N |
| Aguja Stimuplex® D NDH 0,9X150 mm 15° G-22 | Código BBM: 4894170N |
| | |
| Aguja Stimuplex® D NDH 0,7X40 mm 30° G-22 | Código BBM: 4894189N |
| Aguja Stimuplex® D NDH 0,7X50 mm 30° G-22 | Código BBM: 4894197N |
| Aguja Stimuplex® D NDH 0,7X80 mm 30° G-22 | Código BBM: 4894200N |



AGUJAS STIMUPLEX® ULTRA 360®

Agujas de elevada ecogenicidad y excelente visibilidad, específicamente diseñadas para la localización y bloqueo anestésico de plexos mediante neuroestimulación y ecografía.

- Diseño exclusivo con un patrón específico (patrón X) de marcas ecogénicas que se aplican estratégicamente en los últimos 20 mm de la parte distal de la aguja.
- Marcas reflectoras en 360° lo que garantiza la visibilidad desde cualquier posición.
- El diseño de las mismas cuenta con un código de seguridad formado por tres segmentos hiperecoicos (largo-corto-corto) antes de la punta. Este código ayuda a localizar la posición de la punta de la aguja, especialmente en aquellas situaciones en las que el bloqueo nervioso se realiza en condiciones difíciles.
- Completamente aisladas a excepción del bisel para conseguir la máxima aproximación al nervio con la mínima neuroestimulación y la máxima precisión en su localización.
- Bisel de 30° junto a un recubrimiento aislante de baja fricción y alta calidad proporcionan unas excelentes características de deslizamiento junto a una elevada sensibilidad táctil al avanzar la aguja a través de los tejidos.
- También contemplan en su diseño marcas de profundidad, que proporcionan al anestesiólogo un feed-back visual directo durante la inserción.
- Nuevo pabellón más ergonómico, con indicador de orientación del bisel, que actúa como guía segura durante la punción y transmite excelentes sensaciones durante la realización del bloqueo.
- Cable de conexión al neuroestimulador
- Alargadera de infusión de 50 cm de longitud

Método de esterilización: EO

Caducidad: 5 años

Envase unitario estéril

Unidad de venta: c/25

Producto exento de látex y DEHP

| Stimuplex® Ultra 360® | Código producto | Descripción de producto | | Ud. de venta |
|-----------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------|--------------|
| | | Ø (G) y longitud (pulgadas) | Ø e y longitud (mm) | |
| | Agujas con bisel de 30° | | | |
| | 4892503-01 | 22 G x 1 1/8" | 0,70 x 35 | 25 |
| | 4892505-01 | 22 G x 2" | 0,70 x 50 | |
| | 4892508-01 | 22 G x 3 1/8" | 0,70 x 80 | |
| | 4892510-01 | 20 G x 4" | 0,90 x 100 | |
| | 4892515-01 | 20 G x 6" | 0,90 x 150 | |

→ Cambio Referencias
Agujas Stimuplex

112

Víctor Rodríguez González

De: Daniel Manso
Enviado el: jueves, 17 de diciembre de 2015 18:04
Para: Víctor Rodríguez González
Asunto: RV: nuevas agujas plexo

-----Mensaje original-----
De: Rosario Melián Méndez
Enviado el: jueves, 17 de diciembre de 2015 17:59
Para: Daniel Manso
Asunto: RE: nuevas agujas plexo

*OK, Servicio al
Cambio de Referencias*

BUENOS DIAS DANIEL, ESTA HABLADO CON DR. NOVQA TODO OK. GRACIAS UN SALUDO

-----Mensaje original-----
De: Daniel Manso
Enviado el: viernes, 11 de diciembre de 2015 13:53
Para: 'Rosario Melián Méndez'
Asunto: RV: nuevas agujas plexo

-----Mensaje original-----
De: Víctor Rodríguez González
Enviado el: viernes, 11 de diciembre de 2015 13:47
Para: Daniel Manso; Miguel Hernández González; Lourdes Marrero
Asunto: RV: nuevas agujas plexo

Buenos Tardes Chicos;

Recibimos comunicado de Braun Medical, con un cambio de referencia de los productos Stimuplex, ruego hagan llegar la documentación a los servicios afectados, para contar con su visto bueno al cambio en el sistema de las mismas.

Un saludo.

-----Mensaje original-----
De: yolanda.de miguel@bbraun.com [mailto:yolanda.de miguel@bbraun.com]

Enviado el: miércoles, 07 de octubre de 2015 15:25
Para: Víctor Rodríguez González
Asunto: nuevas agujas plexo

B tardes Victor

Como te comenté esta mañana, te adjunto las fichas técnicas de nuestros productos stimuplex d y d plus, así como las de las nuevas stimuplex ultra, producto que por calidad sustituye a los anteriores.

Te pongo también los códigos que consumías nuestros, junto a su equivalente en la nueva aguja. LAS NUEVAS SON STIMUPLEX ULTRA Te recuerdo a pesar del notable incremento de calidad no hay modificación en el precio.

| PRODUCTO ANTIGUO | EQUIVALENCIA NUEVO CÓDIGO | Hospital |
|------------------|------------------------------|--------------------------------|
| 4894162N | 4892510-01 | BELLEVIEW, AMÉRICAS |
| 4894154U | 4892508-01 | BELLEVIEW, AMÉRICAS, RAMBLA |
| 4894120N | 4892505-01 | AMÉRICAS |
| 4894154N | 4892508-01 | RAMBLA |
| 4894146U | 4892505-01 | RAMBLA |

Cualquier duda me comentas

Un saludo

Yolanda de Miguel
Delegada de Ventas
B.Braun Medical, S.A.
Anestesia y Nutrición Clínica
División Critical Care
Hospital Care
Tel.: 628 94 20 08

The information contained in this communication is confidential, may be attorney-client privileged, may constitute inside information, and is intended only for the use of the addressee. It is the property of the company of the sender of this e-mail. Unauthorized use, disclosure, or copying of this communication or any part thereof is strictly prohibited and may be unlawful.
If you have received this communication in error, please notify us immediately by return e-mail and destroy this communication and all copies thereof, including all attachments.
